

Nueva válvula manos libres de HME Blom-Singer® SpeakFree™

Es sencilla. Su válvula de habla manos libres y HME, todo en uno.



La válvula manos libres y de HME Blom-Singer® SpeakFree™ es el primer cartucho de intercambio de calor y humedad (HME) con una válvula manos libres ajustable totalmente integrada para uso único.

Funciones:

- Elija su flujo y listo. Dos opciones sencillas para su capacidad de respiración. ClassicFlow® o EasyFlow®.
- Realmente innovadora. Una válvula ajustable con habla manos libres que se ajusta desde ligera a extra fuerte.
- Libertad de elección. Se acopla a las carcasas adhesivas Blom-Singer® o a un tubo de laringectomía Blom-Singer® StomaSoft®.



SpeakFree™ | HME




Válvula manos libres de HME Blom-Singer® SpeakFree™ con HME ClassicFlow®

- Respire saludablemente
- ClassicFlow® ayuda a asegurar que respire aire caliente, filtrado y humidificado todos los días para reducir los síntomas respiratorios después de una laringectomía total. ClassicFlow® está diseñado para una mayor resistencia y retención de humedad.

Válvula manos libres de HME Blom-Singer® SpeakFree™ con HME EasyFlow®


- Respire más fácil en el trabajo o en su tiempo de ocio
- Con EasyFlow[®], el filtro de espuma es más poroso que el ClassicFlow[®]. Este le permite respirar más libremente para adaptarse a su nivel de actividad y sus necesidades pulmonares.

Una válvula manos libres es una alternativa a varios dispositivos de la competencia.



Un cartucho de HME SpeakFree™ se puede ajustar para hacer el trabajo de múltiples dispositivos manos libres de la competencia.

Un cartucho de HME SpeakFree™ todo en uno se puede ajustar desde tan solo 45 litros de aire hasta 115 litros de aire para atenuar la válvula de habla.



Cualquiera que sea su actividad o estilo de vida. Una válvula de HME manos libres sencilla y desechable que se adapta a su vida activa.

REFERENCIA N.º #	NOMBRE DEL PRODUCTO	CANT.
BE 1090EF	Válvula manos libres de HME Blom-Singer® SpeakFree™ con HME EasyFlow ® <i>5 barras transversales opcionales incluidas</i>	30 por paquete
BE 1090EZ	Válvula manos libres de HME Blom-Singer® SpeakFree™ con HME ClassicFlow ® <i>5 barras transversales opcionales incluidas</i>	30 por paquete



Manténgase conectado con nosotros









